

Instrukcja Obsługi

Wózek Inwalidzki Bischoff&Bischoff S-Eco 300

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W celu uniknięcia upadków i niebezpiecznych sytuacji należy najpierw nauczyć się obchodzenia z Państwa nowym wózkiem inwalidzkim na płaskim, dobrze widocznym terenie. Zaleca się w tym przypadku osobę towarzyszącą.

- Przed użyciem wózka inwalidzkiego proszę skontrolować, czy wszystkie zamontowane części zostały dobrze przymocowane.
- Nigdy nie podnosić wózka za części, które nie są przymocowane na stałe (np. podłokietniki albo podnóżki).
- Przestrzegać, żeby osie/ osie śrubowe były dobrze przymocowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Proszę mieć na uwadze, że przemieszczenia ciężaru ciała (np. duże ruchy tułowia lub pokonywanie przeszkód) zwiększają ryzyko przewrócenia. Krytyczna wysokość przeszkody wynosi 23mm.
- Schody i większe przeszkody mogą być pokonywane tylko w obecności co najmniej 2 osób towarzyszących. Zastosować tu punkty 1 i 2 (patrz opis wózka inwalidzkiego). Jeżeli istnieją urządzenia takie jak podjazdy, windy lub urządzenia pomagające w pokonywaniu schodów, należy z nich korzystać.
- Przy jeździe po wzniesieniach należy zwracać uwagę na to, że niebezpieczeństwo przewrócenia istnieje już przy 8% wzniesieniu (5°). Zastosowanie ochrony przed upadkiem jest wskazane.
- Unikać nieprzyspieszonego wjeżdżania na przeszkody (stopnie, krawężniki) i zeskakiwania z krawędzi.
- Unikać jazdy po terenie nierównym.
- Podczas pokonywania przeszkód (stopnie itd.) potrzebna jest osoba towarzysząca. Stosować podpórkę (patrz opis wózka inwalidzkiego).
- Podczas wsiadania lub wysiadania należy zaciągnąć oba hamulce postojowe wózka.
- Przestrzegać dostatecznego wyprofilowania ogumienia.
- Podczas poruszania się po drogach należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
- Bierne oświetlenia (reflektory) Państwa wózka musi być zawsze widoczne dla innych uczestników ruchu.
- Hamulec postojowy nie może być stosowany do hamowania podczas jazdy.
- Podczas hamowania przy szybkiej jeździe lub przy długim terenie opadającym poprzez użycie chwytników opon palce i dłonie rozgrzewają się. Uwaga na niebezpieczeństwo poparzeń!
- Podczas jazdy po dworze zaleca się używanie rękawiczek skórzanych. Te zwiększają chwytliwość a jednocześnie chronią palce i dłonie przed zabrudzeniami i obrażeniami.
- Podczas przenoszenia między wózkiem inwalidzkim a łóżkiem proszę zawsze przestrzegać: zaciągnąć oba hamulce postojowe, odchylić do tyłu bok od strony wsiadania lub zsiadania, podnóżki podciągnąć do góry lub odchylić na boki, ewentualnie ściągnąć.

UWAGA: w celu uniknięcia obrażeń podczas rozkładania nie należy trzymać wózka za oparcie. Przy zamontowanym oparciu nóg podnóżki należy przedtem zagiąć do góry.

Podnóżki

Oba podnóżki są dostarczone z zamontowanymi oparciami stopy. W obu podnóżkach oparcia można zaginać do góry.

Montaż podnóżka

Trzymać podnóżek w górnej części i włożyć go w rurę tak żeby był skierowany na zewnątrz. Przesunąć podnóżek do przodu do zatrzaśnięcia blokady.

UWAGA: *Przed jazdą sprawdzić czy podnóżek jest dobrze przymocowany!*

Demontowanie podnóżków

W celu ułatwienia transportu podnóżki można ściągnąć całkowicie.

- Pociągnąć za przycisk otwierający zabezpieczenie.
- Trzymając przycisk przechylić podnóżek na zewnątrz i wyciągnąć.

Odchylenie podnóżków

W celu ułatwienia wsiadania na wózek i zsiadania podnóżki można w razie potrzeby odchylić na zewnątrz lub do środka bez konieczności ich demontażu.

- Pociągnąć za przycisk otwierający zabezpieczenie
- Teraz można odchylić podnóżek do środka lub na zewnątrz
- Oparcia na stopy ewentualnie jeszcze przedtem zagiąć do góry

W celu przywrócenia poprzedniego stanu należy przesunąć podnóżek do przodu do zaskoczenia (kliknięcia).

UWAGA: *podczas wstawiania z wózka nie wolno stawać na oparciach!*

Regulacja długości podnóżków

Długość podnóżka można standardowo być przestawiona w sumie o 12 cm

Należy w tym celu poluzować śrubę zabezpieczającą (gniazdo sześciokątne 5 mm) i dowolnie nastawić długość podnóżka.

Regulacja systemu hamowania powinna być przeprowadzana tylko w autoryzowanych punktach.

UWAGA: *Maksymalna długość jest oznaczona kreską.*

Podłokietniki

Odchylenie podłokietników

Dla ułatwienia wsiadania i wysiadania można odchylić do tyłu oba podłokietniki.

Odchylić dźwignię zabezpieczającą lekkim naciśnięciem palca i jednocześnie odchylić podłokietnik do tyłu

Blokowanie podłokietników

Przejąć podłokietnik do przodu i poprzez lekkie naciśnięcie doprowadzić do zahaczenia w gnieździe zamka rury oparcia.

UWAGA: *Podczas odchylenia podłokietników należy zabezpieczyć ubrania i inne przedmioty użytkowe. Nie używać podłokietników do przenoszenia wózka!*

Przed użyciem sprawdzić, czy podłokietniki s Wózki inwalidzkie mają tylko ograniczone zabezpieczenie przed wywrotką lub poślizgiem. Należy zachować szczególną ostrożność podczas hamowania, zwrotów lub podjazdów ewentualnie zjazdów. Ekstremalne wychylenie z wózka zwiększa ryzyko przewrócenia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa proszę wyposażyć swój wózek w pas bezpieczeństwa (nie jest to wyposażenie seryjne)

W celu łatwiejszego pokonywania przeszkód personel towarzyszący musi ustawić wózek inwalidzki pod kątem prostym do przeszkody poprzez naciśnięcie stopą podpórki.

UWAGA!

Przed wsiadaniem i zsiadaniem należy zaciągnąć hamulec postojowy. Jazdy poza mieszkaniem powinny odbywać się po wystarczającym wyćwiczeniu jeżdżenia. Jeżeli to możliwe z osobą towarzyszącą. Statystyczna stabilność w modelu podstawowym wynosi 5° (ok. 8%)

Krytyczna wysokość przeszkody wynosi w modelu podstawowym w niekorzystnej sytuacji (maksymalne przemieszczenie ciężaru do tyłu) 23 mm.

Krytyczna wysokość przeszkody to wysokość, w której środek ciężkości (z użytkownikiem) już stoi pionowo nad krawędzią przeszkody. Jeżeli użytkownik bez przeniesienia środka ciężkości do przodu spróbuje pokonać przeszkodę przez napędzanie kół napędowych, wózek przewróci się do tyłu.

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje wszystkie usterki wózka inwalidzkiego, które spowodowane są wadami materiału lub błędami w produkcji.

W razie roszczeń należy dostarczyć dokument gwarancji.

UWAGA:

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwatorskie jak również w szczególności zmiany techniczne i uzupełnienia (części montażowe) bez uzgodnienia z firmą Bischoff & Bischoff prowadzą zarówno do wygaśnięcia gwarancji jak również odpowiedzialności w ogóle.

GWARANCJA

Pojazd: Oznaczenie modelu:..... Numer modelu:.....

Numer seryjny:.....

Sklep medyczny:

Data i pieczęć